

Návod na obsluhu a ošetřování vyvíječe BeeTEC-1

- Před použitím vyvíječe si pečlivě přečtěte návod na obsluhu a ujistěte se, že máte správný akumulátor nebo aku-pack s výstupním napětím 24 V a min 4Ah.
- Vždy před použitím vyvíječe jej vizuálně zkontrolujte, zejména neporušenost přívodních kabelů a jejich koncovek, ventilátoru a jeho krytu, vlastní nádoby na roztok a zkontrolujte, že vypínač na boční straně horní části vyvíječe je v poloze „0“.
- Připojte červený pramen přívodního kabelu na (+) pol akumulátoru – v případě akumulátorů WESTINGHOUSE připojte na červeně označenou koncovku prostým nasunutím konektoru Faston.
- Připojte černý pramen přívodního kabele na (-) pol akumulátoru – v případě akumulátorů WESTINGHOUSE připojte na černě označenou koncovku prostým nasunutím konektoru Faston.
- Nalijte konickým otvorem v horní části rukověti příslušný roztok a to tak, aby jeho výše v nádobce dosahovala max do 1/3 výšky nádoby (tj. cca 3 – 3,5 cm od dna konusu). Postupně doplňujte dle potřeby příslušný roztok.
- Poté nasadte do předního otvoru hubici a přístroj uchopte za rukověť a stiskněte tlačítko na boku horní části přístroje do polohy „1“ a proveďte test funkčnosti. Po testu vypněte.
- Hubici vložte do česna, pečlivě utěsněte okolí a začněte aplikovat vodný roztok s účinnou látkou dle pokynu výrobce účinné látky a dobu aplikace stanovte s ohledem na výkon vyvíječe.
- Po celou dobu držte vyvíječ za rukověť a pokud možno ve svislé poloze – vyvíječ je možno naklonit až do úhlu max 45°.
- Po ukončení aplikace vypněte přístroj přesunutím vypínače do polohy „0“.
- Po ukončení práce s přístrojem přístroj nejprve odepněte od zdroje energie – akumulátoru, sejměte hubici se zploštělým koncem a opatrně nakláněním vylejte čelním otvorem zbytek roztoku z přístroje.
- Do přístroje opět opakovaně nalijte čistou vodu, jemně zakývejte a vodu opět opatrně vylijte čelním otvorem z přístroje. Toto opakujte, dokud vylévaná voda nebude čirá.
- Přístroj uložte ve svislé poloze na suchém místě a opatrně stočte přívodní kabel.
- V případě akumulátoru WESTINGHOUSE sejměte boční kryt aku-packu, rozpojte vzájemné spojení akumulátorů a v souladu s instrukcemi nabíječky opět nabijte každý akumulátor zvlášť a znovu uložte do aku-packu.
- Před dlouhodobým uložením nebo při změně účinné látky se doporučuje nalít do přístroje destilovanou vodu jako při aplikaci účinných látek a přístroj nechat 3 – 5 min v provozu, poté zbývající vodu vylít.

Důležitá upozornění:

- i. Přístroj pokud možno nikdy nepokládejte na bok – hrozí vysunutí generátoru z pracovní polohy.
- ii. Do přístroje používejte výhradně vodu čištěnou (aqua purificata) nebo destilovanou.
- iii. Přístroj i akumulátory skladujte na suchém místě s teplotami nad 0° C a před každým použitím pečlivě zkontrolujte dle návodu.
- iv. Nikdy do přístroje nepoužívejte jako aplikační látku organická rozpouštědla. Nejprve konzultujte s výrobcem vyvíječe.
- v. Pokud máte jakékoliv pochybnosti a stavu nebo funkčnosti přístroje, neváhejte neprodleně kontaktovat výrobce nebo dodavatele.

Vyrábí a dodává:

RH-TECHCON

58824 Řehořov 73

IČ: 47358505

Email: terra.apes@gmail.com

Tel: +420 608 217 187